



FORMULACIÓN

Brewline ha seleccionado chips de roble francés y americano (FR & US) para exaltar el carácter de sus cervezas. Los productos han sido desarrollados en colaboración con ingenieros especializados en madera y expertos en aromas.

El roble francés seleccionado para los Chips Cœnois® proviene exclusivamente de las especies *Q. Robur* et *Q. Petraea*. El sistema de trazabilidad de Cœnois® garantiza el origen preciso del roble utilizado, así como su maduración natural al aire libre durante un mínimo de 24 meses.

No se utiliza ningún producto químico en las fases de elaboración. Se utilizan máquinas para astillar la madera. Un horno de aire caliente los asa. El tostado puede ser muy ligero (**FRESH**), ligero (**LIGHT**), medio (**MEDIUM**), (**TOFFEE**) o fuerte (**MEDIUM +**) :

NIVELES DE TOSTADO



CAMPO DE APLICACIÓN

Utilizar en cervezas o productos líquidos adecuados. Consulte la legislación local.



DOSIS RECOMENDADAS

- La dosis recomendada es de unos 3-4g/L
- Esta dosis debe adaptarse en función del objetivo organoléptico deseado.

MODO DE EMPLEO

Varias posibilidades:

- Introduzca la bolsa de infusión poniéndola directamente en el depósito
- Introduzca la bolsa de infusión poniéndola en la bebida alcohólica elegida y luego añada esta bebida a la cerveza de barril respetando la legislación local sobre la adición de alcohol.
- Deje macerar la bolsa de infusión en un hopgun y luego haga un circuito cerrado con su tanque de almacenamiento.



CARACTERÍSTICAS

FÍSICAS		QUÍMICAS				MICROBIOLÓGICAS	
Aspecto	Chips de roble	Benzo(a)pireno	< 50 ng/g	Fer	< 100 mg/kg	Gérmenes aerobios-mesófilos	< 10 ⁴ UFC/g
Color	Beige claro	Pentaclorofenol	< 100 ng/g	Arsenic	< 2 mg/kg	Salmonella	Ausencia/25g
Tamaño	7 a 18 mm	2, 3, 4, 6 Tetracloroanisol	< 1 ng/g	Plomb	< 5 mg/kg	Coliformes	< 10 UFC/g
Peso	> 5 g	2, 4, 6 Tricloroanisol	< 0,2 ng/g	Mercure	< 1 mg/kg	Levadura	< 10 UFC/g
		Pentacloroanisol	< 100 ng/g	Cadmium	< 0,5 mg/kg	Moho	< 10 ⁴ UFC/g



ACONDICIONAMIENTO & CONSERVACIÓN

- 1 saco de 12 kg en PE doblado de PET con 2 mallas en nylon para infusión de 6 kg.
- Conservar en el envase original en un lugar seco.
No almacenar cerca de productos químicos (pesticidas, fertilizantes, productos de limpieza, productos de tratamiento del roble, elementos clorados). Utilícelo inmediatamente después de abrirlo.

GN/27-03-2025. Para uso cervicero. Esta información se facilita a título orientativo y se basa en nuestros conocimientos actuales, sin ningún compromiso ni garantía. Las condiciones de uso están sujetas al cumplimiento de la legislación y las normas vigentes. Conforme al Reglamento UE n°2019/934 (y sus modificaciones).

